

와이덱스

정부지원금 보청기(보조기기) 제품 안내서



SOUND LIKE NO OTHER

정부지원금 보청기, 5년을 위한 선택
와이덱스가 프리미엄의 기준을 제시합니다



최신 플랫폼



최소 사이즈



세계 최초 머신러닝

보청기의 본질이자 선택의 기준은 '소리'입니다.

소리의 본질에 집중해온 와이덱스는 독자적인 기술을 통해 가장 자연스러운 소리를 선사합니다.

원음 그대로의 깨끗하고 자연스러운 와이덱스 보청기 소리를 직접 경험해 보시기 바랍니다.

소리의 본질에 집중해온 와이덱스는

정부지원금 보청기의 5년을 생각하는 품격 있는 선택이 될 것 입니다.

수상으로 입증한 혁신적인 기술력과 우수한 디자인



CES 2021
헬스앤웰니스
부문 혁신상



CES 2021
웨어러블 테크놀로지
부문 혁신상



CES 2023
소프트웨어 &
모바일 앱 부문 혁신상



red dot award
winner 2018

레드닷 어워드
2018
TV플레이



GOOD DESIGN
AWARD 2022

굿 디자인
어워드 2022
모멘트 쉬어



소비가 선택한
2022 최고의 브랜드
의료기기 부문 대상

착용 첫날부터 소리가 편안한 보청기, 매그니파이

개인별 맞춤형 피팅, 지능형 알고리즘을 기반으로
자연스럽고 완벽한 사운드를 선사하는 보청기

WIDEX MAGNIFY™

AMAZING SOUND EASY RECHARGEABILITY



업계 최소, 초소형 사이즈의 충전식 오픈형 보청기

최신 M 플랫폼 기반의

청각장애 등급자를 위한 프리미엄 오픈형 타입

WIDEX MAGNIFY™

- 충전 단자가 없는 쉽고 간편한 무선 충전 방식
- 편리한 마이크로 USB 충전 방식
- 블루투스 연결을 통해 전화 통화, 스트리밍 청취, 보청기 소리 조절
- 나노 코팅과 IP68 등급의 견고한 내구성
- 최대 11가지 청취 환경을 분석, 최적화된 소리 제공

iOS, 안드로이드 모바일 기기
블루투스 연결



4시간 충전
최대 29시간 사용

업계 최소
초소형 사이즈

2.5cm





쓰면 쓸수록 더욱 똑똑한 보청기, 이보크

착용자의 선호도를 분석하여, 개인 맞춤형 청취 경험을 선사하는
세계 최초 머신 러닝 기반 보청기

WIDEX EVOKE™
HEARING HAS EVOLVED



세계 최초 머신 러닝 보청기
모든 난청 범위를 커버하는
귓속형, 오픈형, 귀걸이형 전 타입

WIDEX EVOKE™

- 사용자 선호도를 반영한 최적화된 사운드 제공
- 방진 방수 기능의 강력한 내구성
- 프랙탈 멜로디를 통한 이명 완화 기능
- 소음 환경에서 말소리를 강조하여 원활한 대화 지원
- 스마트폰을 통한 편리한 조작

RIC 오픈형 / BTE 귀걸이형



CIC 고막형



ITC 외이도형




와이덱스 보청기 액세서리

와이덱스 보청기의 연결 확장성은 편의성을 높이는 액세서리 영역으로 이어집니다.
다양한 무선 통신 솔루션을 통해 가장 자연스러운 소리의 세계로 사용자를 연결합니다.

* 크로스, 액세서리, 충전기 별도 구매

크로스 (CROS)

제품명	모델명	특징	배터리	기능	소비자가격
CROS	 크로스 송신기 CROS-FS	오픈형 · HD 로케이터 내장 · 최저 전력 소모	312	편측성 난청을 위한 CROS 무선송신기 EVOKE 보청기 전중 호환 (CICM 제외)	1,600,000

* 보증 기간 : 24개월

액세서리 (ACCESSORY)

제품명	모델명	호환	배터리	기능	소비자가격
DEX 청각보조장치	 TV-DEX	TV 오디오 *CICM 제외 귓속형 및 전제품	충전식	TV와 오디오 소리 설정 조절 무선 리모컨 D/A 컨버터 별도 주문 (50,000원)	450,000
MAGNIFY, EVOKE 호환 가능 *CICM 제품 제외	 TV 플레이	TV 오디오 *다이렉트 제품 전용	USB 어댑터	TV 소리를 보청기로 바로 들을 수 있도록 연결하는 다이렉트 스트리밍 액세서리	500,000

* 보증 기간 : 12개월

충전기 (CHARGER)

기본형 - 클래식 충전기

고급형 - 차지엔클린 충전기



소형 사이즈 휴대성 높은 충전기

- 4시간 충전 : 16~29시간 청취
- 30분 급속 충전 : 4시간 청취
- 마이크로 USB 충전 방식

소비자가격 : 300,000



3 in 1 토탈 솔루션, 프리미엄 충전기

- 4시간 충전 : 16~29시간 청취
- 30분 급속 충전 : 4시간 청취
- UV 살균+건조 : 30분
- 마이크로 USB 충전 방식

소비자가격 : 400,000

* 보증 기간 : 12개월


와이덱스 보청기 앱 하나로 언제 어디서나 편리하게!

와이덱스 보청기는 iOS, 안드로이드 모든 기기와 다이렉트 스트리밍이 가능합니다.
편리하고 직관적인 와이덱스 앱을 통해 더욱 큰 세상을 경험할 수 있습니다.

앱 (APP)



MAGNIFY™ APP




MAGNIFY™ 앱은

전화, 음악, 오디오 스트리밍 및 소리 조절을 위한
이퀄라이저 기능을 사용할 수 있습니다.
또한 보청기 분실시 앱을 통해 위치 찾기가
가능합니다.



TONELINK™ APP



TONELINK™ 앱을 통해

볼륨 조절, 음소거, 방향성 설정, 프로그램
변경을 간편하게 설정할 수 있습니다.
와이덱스 전 플랫폼 제품과
사용 가능합니다.

* 제품 호환 관련 사항은 청각전문가에게 문의하시기 바랍니다.



앱스토어나 구글 플레이스토어에서
'WIDEX'를 검색하고 무료로 다운로드할 수 있습니다

정부지원금 보청기 급여 제도

청각 장애 판정을 받은 장애인 가입자 및 피부양자를 대상으로 보청기(보조 기기) 구입시, 금액의 일부를 국민건강보험공단에서 보험 급여비로 지원하는 제도입니다.
청각 장애 복지카드를 보유하고 있다면 보청기 구입시, 5년에 1회, 최대 131만원까지 급여 지원을 받을 수 있는 제도입니다.

대상

청각 장애 판정
복지카드 소지자

조건

5년에 1회
한정

지원금

최대
131만원

정부지원금 보청기 대상자 기준

보청기 편이(1대) 지원



청각 장애 판정을 받은
19세 이상 복지카드 소지자

보청기 양이(2대) 지원



청각 장애 판정을 받은
19세 미만 복지카드 소지자

정부지원금 보청기 보조금

청각 장애 등록 구분	본인 부담금	정부 지원	총 지원금	분리 지급
일반 (국민건강보험 가입자)	10%	90%	117만 9천원	99만 9천원 보청기 구입 비용 + 초기 적합관리 (비용에 초기 적합 관리 비용 포함)
				18만원 후기 적합 관리 비용 (45,000원 X 4회) <small>*구매 시점 기준, 1년 후부터 4년 동안 매년 적합 관리를 받을 수 있음 *적합 관리 받은 직후 3년 내 청구 가능 *3년 이내 기한에 해당한다면 2회 이상 한번에 청구 가능</small>
차상위 계층 (국민건강보험 가입자)	0%	100%	131만원	111만원 보청기 구입 비용 + 초기 적합관리 (비용에 초기 적합 관리 비용 포함)
				20만원 후기 적합 관리 비용 (50,000원 X 4회) <small>*구매 시점 기준, 1년 후부터 4년 동안 매년 적합 관리를 받을 수 있음 *적합 관리 받은 직후 3년 내 청구 가능 *3년 이내 기한에 해당한다면 2회 이상 한번에 청구 가능</small>

정부지원금 보청기 자주하는 질문

Q. 후기 적합 관리 서비스 비용 청구는 어떻게 바뀌었나요?

- A.** 2021년 7월 1일 부터 보청기 구매후 후기 적합 관리 서비스를 차수 별 1회 이상 서비스를 받고, 즉시 청구 할 수 있게 변경 되었습니다.
보조기기 청구 서식에 기재된 필수 서비스가 모두 이행되면 청구 가능합니다. (필수서비스: 보청기 사용 및 관리에 관한 상담, 청각평가, 보청기 조절)

Q. 정부지원금 보청기는 건강보험공단에 등록된 제품만 가능한가요?

- A.** 네, 2020년 7월 1일 제품 개별 가격고시제 실시로 국민건강보험공단에 등록된 제품만 지원금이 제공됩니다.
매년 국민건강보험공단 고시 기준으로 지원금을 받을 수 있는 보청기 제품은 1년 마다 다르게 적용됩니다.

Q. 정부지원금 보청기 구매는 어느 시기에 이뤄져야 하나요?

- A.** 보청기 구매는 반드시 보조기기 처방전을 발급받은 후에 진행해야 합니다. 자세한 내용은 다음 페이지의 신청 절차를 확인해 주세요.

청각 장애 등록 절차

청각 장애 판정을 받지 못한 경우, 가까운 주민센터와 이비인후과를 방문하여 신청할 수 있습니다.

순서	장소	내용	서류	소요시간	
1	 이비인후과	청력검사 순음청력검사+청성뇌간반응 (ABR)	준비	-	6일 ~ 61일
			발급	· 장애진단서 · 진단기록지	
2	 주민센터	장애등록신청	준비	· 장애진단서 · 진료기록지	약 1개월
			발급	· 장애정도결정서	
3	 주민센터	장애복지카드신청	준비	· 장애정도결정서 · 신분증 · 증명사진	복지카드 : 약 2주 장애증명서 : 당일
			발급	· 복지카드 또는 청각장애증명서	



SOUND LIKE NO OTHER

정부지원금 보청기 신청 절차

청각 장애 판정을 받았다면 누구나 정부지원금 보청기 보조금을 신청할 수 있습니다.

순서	장소	내용	서류		소요시간
1	 이비인후과	처방전 발급	준비	·복지카드 또는 청각장애증명서	당일
			발급	·보조기기 처방전	
			기초생활 수급자는 병원에서 처방전 발급후, 주민센터에서 장애인 보조기기 의료급여 수급 적격 통지서를 발급 받아 보청기 구입처 방문시 제출해야 합니다. (1개월 소요)		
2	 보청기 구입처	보청기 구입	준비	·복지카드 또는 청각장애증명서	당일
			발급	·표준구매계약서 ·보조기기급여지급청구서 ·거래명세서 ·세금계산서 ·영수증 ·보조기기 품목 바코드	
3	 이비인후과	보청기 검수 (보청기 착용후 1개월)	준비	·보조기기 처방전 ·보청기 구매시 수령한 서류	당일
			발급	·검수확인서	
			보청기 착용 상태로 음장 검사 측정		
4	 보청기 구입처	급여비 청구	준비	·검수확인서 ·수급자 신분증 사본 ·보조기기 급여 지급청구 ·위임장	당일

* 급여비 수령 위임시 지원금 지급 절차

와이덱스 정부지원금 보청기 제품 및 가격

 전용 충전기 충전 방식
  블루투스 기능 탑재

오픈형 보청기									
모델명	제품 이미지	제품 사양			고시 가격	사후 적합 관리 비용	권장 소비자가	본인 부담금	
		채널	출력 / 이득	배터리				일반 청각 장애 등록자 10%	기초생활 수급자 차상위 계층 0%
Magnify MRR2D 440	RIC 충전형	15	M 117/61 P 123/65	리튬이온 충전 배터리	1,300,000	200,000 (최대 4년)	1,500,000	301,000	190,000
Magnify MRR2D 330		12			1,090,000		1,290,000	109,000	0
Magnify MRR2D 220		10			1,020,000		1,220,000	102,000	0
Magnify MRR2D 110		6			920,000		1,120,000	92,000	0
Magnify MRB2D 440	RIC 오픈형	15	S 107/52 M 114/58 P 122/64 HP 133/74	312A	1,300,000		1,500,000	301,000	190,000
Magnify MRB2D 330		12			1,090,000		1,290,000	109,000	0
Magnify MRB2D 220		10			980,000		1,180,000	98,000	0
Magnify MRB2D 110		6			850,000		1,050,000	85,000	0
Evoke E-FS 440	RIC 오픈형	15	S 107/52 M 114/58 P 122/64 HP 133/74	312A	1,090,000		1,290,000	109,000	0
Evoke E-FS 330		12			950,000		1,150,000	95,000	0
Evoke E-FS 220		10			920,000	1,120,000	92,000	0	
Evoke E-FS 110		6			750,000	950,000	75,000	0	

* 충전형 모델 충전기 별도 구매 (충전기 옵션 8페이지 참조)

귀걸이형 보청기									
모델명	제품 이미지	제품 사양			고시 가격	사후 적합 관리 비용	권장 소비자가	본인 부담금	
		채널	출력 / 이득	배터리				일반 청각 장애 등록자 10%	기초생활 수급자 차상위 계층 0%
Evoke E-FP 440	BTE 귀걸이형 	15	135/75	13A	1,090,000	200,000 (최대 4년)	1,290,000	109,000	0



귓속형 보청기									
모델명	제품 이미지	제품 사양			고시 가격	사후 적합 관리 비용	권장 소비자가	본인 부담금	
		채널	출력 / 이득	배터리				일반 청각 장애 등록자 10%	기초생활 수급자 차상위 계층 0%
Evoke E-XP 440	ITC 외이도형 	15	118/59	312A	1,150,000	200,000 (최대 4년)	1,350,000	151,000	40,000
Evoke E-XP 330		12			1,050,000		1,250,000	105,000	0
Evoke E-XP 220		10			1,000,000		1,200,000	100,000	0
Evoke E-CIC 440	CIC 고막형 	15	114/57	10A	1,090,000		1,290,000	109,000	0
Evoke E-CIC 330		12			980,000		1,180,000	98,000	0
Evoke E-CIC 220		10			870,000		1,070,000	87,000	0
Evoke E-CIC 110		6			600,000		800,000	60,000	0
Evoke E-CIC-M 440	IIC 초소형 고막형 	15	114/57	10A	900,000		1,100,000	90,000	0
Evoke E-CIC-M 330		12			870,000		1,070,000	87,000	0
Evoke E-CIC-M 220		10			600,000		800,000	60,000	0
Evoke E-CIC-M 110		6			560,000	760,000	56,000	0	

* 전제품 보증기간 24개월



정부지원금 보청기, 5년을 위한 선택
와이덱스가 프리미엄의 기준을 제시합니다



SOUND LIKE NO OTHER



와이덱스 보청기 소비자 가격표

WIDEX PRODUCT PRICE LIST



덴마크 하이엔드 사운드, 와이덱스 보청기

1956년, 덴마크에서 탄생한 와이덱스는 설립 당시부터 단 하나의 목표만을 추구해왔습니다.
바로 '가장 자연스러운 소리'를 선사하는 일입니다.
자연스러운 보청기 소리는 완벽한 소리를 귀에 전달하는 것에서 시작합니다.

완벽한 사운드를 시작으로, 하이엔드 브랜드를 향한 와이덱스의 미션은 지속되고 있습니다.
차별화된 기술, 우수한 제품력, 품격 높은 디자인이 집약된 와이덱스 제품은
진정한 하이엔드 보청기를 완성합니다.

와이덱스 보청기와 함께 보청기 소리, 그 이상의 가치를 직접 경험해 보시기 바랍니다.
와이덱스, 진정한 하이엔드 보청기의 시작이 될 것 입니다.

오픈형				
	RIC 10	RIC 312 D	mRIC R D	sRIC R D
귀걸이형				
	BTE 13 D	BTE 312	BTE R D	
귓속형				
	ITC 312	CICM 10	CIC 10	

WIDEX MOMENT SHEER™

하이엔드 보청기의 시작을 알리다.

모멘트 보청기의 혁신적인 기술과 사용자 편의 기능을 업그레이드한 보청기

ZeroDelay™ (제로 딜레이)

업계에서 가장 빠른 소리 입력 신호 처리 기술

PureSound™ (퓨어 사운드)

가장 깨끗하고 자연스러운 보청기 소리

Audio Streaming for Hearing Aids (오디오 스트리밍)

고성능 스마트폰 다이렉트 스트리밍 기술

My Sound 2.0 (마이사운드)


머신러닝 기반 개인 맞춤형 사운드 솔루션 제공

SoundRelax™ (사운드릴렉스)

프렉탈 멜로디를 통한 이명완화와 웰빙을 위한 사운드 테라피

M-Platform (M 플랫폼)

최신 M 플랫폼 기반 무선 보청기



Direct Sound

Sound at Eardrum

MOMENT™ 440 15ch 	MOMENT™ 330 12ch
MOMENT™ 220 10ch 	MOMENT™ 110 6ch

충전형 보청기 new

전용 충전기 충전 방식 블루투스 기능 탑재

제품명	채널	형태	출력/이득	소비자 가격
MOMENT SHEER™ 440	15	sRIC R D 	sRIC R D M 117/61 P 123/65	7,200,000
MOMENT SHEER™ 330	12			6,100,000
MOMENT SHEER™ 220	10			4,800,000
MOMENT SHEER™ 110	6			4,000,000
MOMENT™ 440	15	BTE R D 	BTE R D 135/67	7,200,000
MOMENT™ 330	12			6,100,000
MOMENT™ 220	10			4,800,000
MOMENT™ 110	6			4,000,000

오픈형 보청기

제품명	채널	형태	출력/이득	소비자 가격
MOMENT™ 440	15	RIC 312 D	RIC 312 D S 107/52 M 114/58 P 122/64 HP 133/74	7,100,000
		RIC 10		7,000,000
MOMENT™ 330	12	RIC 312 D		6,000,000
		RIC 10		5,900,000
MOMENT™ 220	10	RIC 312 D	4,700,000	
		RIC 10	4,600,000	
MOMENT™ 110	6	RIC 312 D	3,900,000	
		RIC 10	3,800,000	

귀걸이형 보청기

제품명	채널	형태	출력/이득	소비자 가격
MOMENT™ 440	15	BTE 13 D	BTE 13 D 135/68	7,100,000
		BTE 312		7,000,000
MOMENT™ 330	12	BTE 13 D		6,000,000
		BTE 312		5,900,000
MOMENT™ 220	10	BTE 13 D	BTE 312 130/59	4,700,000
		BTE 312	4,600,000	
MOMENT™ 110	6	BTE 13 D	3,900,000	
		BTE 312	3,800,000	

귓속형 보청기

제품명	채널	형태	출력/이득	소비자 가격
MOMENT™ 440	15	ITC 312 CICM 10 CIC 10	ITC 312 118/59	7,000,000
MOMENT™ 330	12		CICM 10 114/57	5,900,000
MOMENT™ 220	10		CIC 10	4,600,000
MOMENT™ 110	6		114/57	3,800,000

보증기간 : 24개월

WIDEX MAGNIFY™

놀라지 마세요! 착용 첫날부터 소리가 편안합니다.

개인별 맞춤형 피팅, 지능형 알고리즘 기반으로 자연스럽게 완벽한 사운드를 선사하는 보청기

TruAcoustics™ (트루어쿠스틱)

개인별 음향적 특성을 반영하는 지능형 알고리즘

SoundSense Learn™ (사운드센스 런)

인공지능 머신러닝 기반의 개인 맞춤형 프로그램

SoundSense Adapt (사운드 센스 어댑트)

사용자의 선호도 설정을 기억하는 원터치 제어 기능

Audio Streaming for Hearing Aids (오디오 스트리밍)

고성능 스마트폰 다이렉트 스트리밍 기술

M-Platform (M 플랫폼)

최신 M 플랫폼 기반 무선 보청기

WidexLink™ (와이덱스 링크)

강화된 무선 통신 기술



MAGNIFY™ 440 | 15ch

- ▶ 블루투스 사운드
- ▶ 피드백 제거
- ▶ 블루투스 소프트
- ▶ 사운드센스 런
- ▶ 사운드센스 어댑트
- ▶ 실시간 음향 향상
- ▶ M-플랫폼
- ▶ 와이덱스 링크
- ▶ 트루어쿠스틱
- ▶ 정위별링
- ▶ 소프트웨어 적응
- ▶ 인공지능 프로그램
- ▶ M-플랫폼
- ▶ 와이덱스 링크
- ▶ 트루어쿠스틱
- ▶ 정위별링
- ▶ 소프트웨어 적응
- ▶ 인공지능 프로그램

MAGNIFY™ 330 | 12ch

- ▶ 블루투스 사운드
- ▶ 피드백 제거
- ▶ 블루투스 소프트
- ▶ 사운드센스 런
- ▶ 사운드센스 어댑트
- ▶ 실시간 음향 향상
- ▶ M-플랫폼
- ▶ 와이덱스 링크
- ▶ 트루어쿠스틱
- ▶ 정위별링
- ▶ 소프트웨어 적응
- ▶ 인공지능 프로그램
- ▶ M-플랫폼
- ▶ 와이덱스 링크
- ▶ 트루어쿠스틱
- ▶ 정위별링
- ▶ 소프트웨어 적응
- ▶ 인공지능 프로그램

MAGNIFY™ 220 | 10ch

- ▶ 블루투스 사운드
- ▶ 피드백 제거
- ▶ 블루투스 소프트
- ▶ 사운드센스 런
- ▶ 사운드센스 어댑트

MAGNIFY™ 110 | 6ch

- ▶ 블루투스 사운드
- ▶ 피드백 제거

충전형 보청기

▶ 전용 충전기 충전 방식 ▶ 블루투스 기능 탑재

제품명	채널	형태	출력/이득	소비자 가격
MAGNIFY™ 440	15	mRIC R D [충전] [블루투스]	mRIC R D M 117/61 P 123/65	6,800,000
MAGNIFY™ 330	12			5,500,000
MAGNIFY™ 220	10			4,500,000
MAGNIFY™ 110	6			3,700,000
MAGNIFY™ 100	6			3,000,000
MAGNIFY™ 440	15	new BTE R D [충전] [블루투스]	BTE R D 135/67	6,800,000
MAGNIFY™ 330	12			5,500,000
MAGNIFY™ 220	10			4,500,000
MAGNIFY™ 110	6			3,700,000
MAGNIFY™ 100	6			3,000,000

오픈형 보청기

제품명	채널	형태	출력/이득	소비자 가격
MAGNIFY™ 440	15	RIC 312 D [블루투스]	RIC 312 D S 107/52 M 114/58 P 122/64 HP 133/74	6,700,000
		RIC 10		6,600,000
MAGNIFY™ 330	12	RIC 312 D [블루투스]		5,400,000
		RIC 10		5,300,000
MAGNIFY™ 220	10	RIC 312 D [블루투스]		4,400,000
		RIC 10		4,300,000
MAGNIFY™ 110	6	RIC 312 D [블루투스]		3,600,000
		RIC 10		3,500,000
MAGNIFY™ 100	6	RIC 312 D [블루투스]		2,900,000
		RIC 10		2,800,000
MAGNIFY™ 50	4	RIC 312 D [블루투스]	2,700,000	
		RIC 10	2,600,000	

귀걸이형 보청기

제품명	채널	형태	출력/이득	소비자 가격
MAGNIFY™ 440	15	BTE 13 D [블루투스]	BTE 13 D 135/68	6,700,000
		BTE 312		6,600,000
MAGNIFY™ 330	12	BTE 13 D [블루투스]		5,400,000
		BTE 312		5,300,000
MAGNIFY™ 220	10	BTE 13 D [블루투스]		4,400,000
		BTE 312		4,300,000
MAGNIFY™ 110	6	BTE 13 D [블루투스]		3,600,000
		BTE 312		3,500,000
MAGNIFY™ 100	6	BTE 13 D [블루투스]		2,900,000
		BTE 312		2,800,000
MAGNIFY™ 50	4	BTE 13 D [블루투스]	2,700,000	
		BTE 312	2,600,000	

귓속형 보청기

제품명	채널	형태	출력/이득	소비자 가격
MAGNIFY™ 440	15	ITC 312 CICM 10 CIC 10	ITC 312 118/59	6,600,000
MAGNIFY™ 330	12			5,300,000
MAGNIFY™ 220	10		CICM 10 114/57	4,300,000
MAGNIFY™ 110	6			3,500,000
MAGNIFY™ 100	6		CIC 10 114/57	2,800,000
MAGNIFY™ 50	4			2,600,000

보증기간 : 24개월

WIDEX EVOKE™

쓰면 쓸수록, 더욱 똑똑하게
사용자의 선호도를 분석, 개인 맞춤형 청취 경험을 선사하는 세계 최초 머신러닝 기반 보청기

Fluid Sound Analyser (플루이드 사운드 애널리저)

다양한 청취 환경 (사운드 클래스)에 따라 최적의 음질을 제공하는 자동화 기능

SoundSense Learn™ (사운드센스 런)

인공지능 머신러닝 기반의 개인 맞춤형 프로그램

SoundSense Adapt (사운드 센스 어댑트)

사용자의 선호도 설정을 기억하는 원터치 제어 기능

E-Platform (E 플랫폼)

E 플랫폼 기반 무선 보청기

WidexLink™ (와이덱스 링크)

무선 통신 기술



EVOKE™ 440 15ch 	EVOKE™ 330 12ch
EVOKE™ 220 10ch 	EVOKE™ 110 6ch

오전형 보청기

블루투스 기능 탑재

제품명	채널	형태	출력/이득	소비자 가격
EVOKE™ 440	15	RIC 312 D	RIC 312 D S 107/52 M 114/58 P 122/64 HP 133/74	6,400,000
		RIC 10		6,300,000
		RIC 312		5,200,000
EVOKE™ 330	12	RIC 312 D		5,100,000
		RIC 10		3,900,000
		RIC 312		3,800,000
EVOKE™ 220	10	RIC 312 D	RIC 312 S 107/52 M 114/58 P 121/65 HP 133/74	3,100,000
		RIC 10		3,000,000
		RIC 312		
EVOKE™ 110	6	RIC 312 D		
		RIC 10		
		RIC 312		

귀걸이형 보청기

제품명	채널	형태	출력/이득	소비자 가격
EVOKE™ 440	15	BTE 13	BTE 13 135/75	6,300,000
EVOKE™ 330	12			5,100,000
EVOKE™ 220	10			3,800,000
EVOKE™ 110	6			3,000,000

귓속형 보청기

제품명	채널	형태	출력/이득	소비자 가격	
EVOKE™ 440	15	ITC 312 CICM 10 CIC 10	ITC 312 118/59	6,300,000	
EVOKE™ 330	12			5,100,000	
EVOKE™ 220	10			CICM 10 114/57	3,800,000
EVOKE™ 110	6			CIC 10 114/57	3,000,000
EVOKE™ 100	6				2,800,000

보증기간 : 24개월

WIDEX ACCESSORY

CROS

제품명	모델명	특징	배터리	기능	소비자가격
CROS	 크로스 송신기 CROS-FS	오픈형 · HD 로케이터 내장 · 최저 전력 소모	312	편측성 난청을 위한 CROS 무선송신기 MOMENT/MAGNIFY/EVOKE 보청기 전용 호환 (CICM 포함 일부 모델 제외)	1,600,000

보증기간 : 24개월

ACCESSORY

제품명	모델명	호환	배터리	기능	소비자가격
	 COM-DEX	오디오 휴대전화	충전식	휴대전화와 연결하는 인터페이스 장치 블루투스 연결 사용 가능	350,000
	 RC-DEX	보청기	CR 2032	보청기 조절 무선 리모컨 (볼륨/프로그램 조절 기능)	120,000
DEX 청각보조장치 * CICM 제외 귓속형 및 전제품 호환	 TV-DEX	TV 오디오 *CICM 제외 귓속형 및 전제품	충전식	TV와 오디오 소리 설정 조절 무선 리모컨 D/A 컨버터 별도 주문 (50,000원)	450,000
	 TV 플레이	TV 오디오 *다이렉트 제품 전용	USB 어댑터	TV 소리를 보청기로 바로 들을 수 있도록 연결하는 다이렉트 스트리밍 액세서리	500,000
	 사운드 어시스트	휴대전화 *다이렉트 제품 전용	충전식	테이블 마이크, 통화, 고품질 스트리밍, 보청기 조절 리모컨 등 다양한 용도의 무선 청각 보조기기	*출시예정
PerfectDry Lux 전자 제습기	 퍼펙트 드라이렉스	전제품	USB 어댑터	4개의 UV 램프로 360° 제습, 자동 온도 조절 팬 내장	120,000

보증기간 : 12개월

M - 플랫폼 충전기

고급형 - 차지엔클린 충전기

3 in 1 토탈 솔루션 프리미엄 충전기



 충전 쉽고 간편한 무선 충전 방식	 건조 충전과 동시에 빠른 자동 건조	 UV 살균 바이러스 및 유해균 99.99% 제거
--	---	--

기능	<ul style="list-style-type: none"> · 4시간 충전 : RIC - 29시간 청취 BTE - 37시간 청취 · 30분 급속 충전 : 4시간 청취 · UV 살균+건조 : 30분 · 마이크로 USB 충전 방식
소비자가격	250,000

보증기간 : 12개월

기본형 - 클래식 충전기

소형 사이즈 휴대성 높은 충전기



기능	<ul style="list-style-type: none"> · 4시간 충전 : RIC - 29시간 청취 BTE - 37시간 청취 · 30분 급속 충전 : 4시간 청취 · 마이크로 USB 충전 방식
소비자가격	200,000

보증기간 : 12개월

WIDEX EAR MOULD

WIDEX MOBILE APPS




MOMENT RIC 10 / MAGNIFY RIC 10 / EVOKE RIC 10

하드 확장 이어팁		하드 이어팁		소프트 확장 이어팁	
	리시버 출력 : S/M 리시버 길이 : 0-4 색상 : 투명		리시버 출력 : S/M 리시버 길이 : 0-4 색상 : 투명/베이지		리시버 출력 : S/M 리시버 길이 : 0-4 색상 : 투명

MOMENT RIC 312 D / MAGNIFY RIC 312 D / EVOKE RIC 312 D / EVOKE RIC 312 (FS)

하드 확장 이어팁		하드 이어팁		소프트 확장 이어팁	
	리시버 출력 : S/M/P 리시버 길이 : 0-4 색상 : 투명		리시버 출력 : S/M/P 리시버 길이 : 0-4 색상 : 투명/베이지		리시버 출력 : S/M/P 리시버 길이 : 0-4 색상 : 투명
HP 소프트 이어팁			HP 하드 이어팁		
	리시버 출력 : HP 리시버 길이 : 0-4 색상 : 투명		리시버 출력 : HP 리시버 길이 : 0-4 색상 : 베이지		


MOMENT Sheer sRIC R D / MAGNIFY mRIC R D

하드 확장 이어팁 v2		하드 이어팁 v2		소프트 확장 이어팁 v2	
	리시버 출력 : M/P 리시버 길이 : 0-4 색상 : 투명		리시버 출력 : M/P 리시버 길이 : 0-4 색상 : 투명/베이지		리시버 출력 : M/P 리시버 길이 : 0-4 색상 : 투명

와이덱스의 편리하고 직관적인 앱은 사용자를 더 큰 세상으로 연결해줍니다. 앱을 사용하여 자신의 청력에 맞게 세부 기능을 편리하게 조절하고, 청각 전문가로부터 원격 관리를 받을 수 있습니다. 안드로이드와 iOS에서 직접 스트리밍이 가능하며 편리하게 사용할 수 있습니다.



MOMENT™ APP
MAGNIFY™ APP



MOMENT™, MAGNIFY™ 앱은 전화, 음악, 오디오 스트리밍 및 소리 조절을 위한 이퀄라이저 기능을 사용할 수 있습니다. 또한 보청기 분실시 앱을 통해 위치 찾기가 가능합니다.




EVOKE™ APP



EVOKE™ 앱을 사용하여 실생활에서 청취 경험을 향상시킬 수 있습니다. 앱을 자주 사용할수록 매 순간 사용자가 어떤 소리를 듣고 싶어하는지 학습할 수 있습니다.



TONELINK™ APP















TONELINK™ 앱을 통해 볼륨 조절, 음소거, 방향성 포커스, 프로그램 변경을 간편하게 설정할 수 있습니다. 와이덱스 전 플랫폼 제품과 연동 가능합니다. (일부 모델 제외)



앱스토어나 구글 플레이스토어에서 'WIDEX'를 검색하고 무료로 다운로드할 수 있습니다













WIDEX MOMENT™ SERIES

형태	오픈형						오픈형 (충전형)	
	RIC 10		RIC 312 D				sRIC R D	
제품이미지								
모델	Moment RIC 10		Moment RIC 312 D				Moment Sheer sRIC R D	
리시버	S	M	S	M	P	HP	V.2 M	V.2 P
오픈피팅 옵션 (BTE/RIC)	가능	가능	가능	가능	-	-	가능	가능
배터리 규격	10A	10A	312	312	312	312	-	-
배터리 사용시간	100시간	100시간	165시간	165시간	160시간	155시간	29시간	29시간
충전 솔루션	-	-	-	-	-	-	리튬 이온	리튬 이온
사용자 조절								
음량조절	DEX, TONELINK 앱		프로그램버튼, DEX, MOMENT 앱				프로그램버튼, DEX, MOMENT 앱	
프로그램 변경	DEX, TONELINK 앱		프로그램버튼, DEX, MOMENT 앱				프로그램버튼, DEX, MOMENT 앱	
텔레코일	-	-	가능	가능	가능	가능	-	-
액세서리								
DEX 무선 청각보조장치 호환성	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능
리모컨 (옵션)	DEX, TONELINK 앱		DEX, MOMENT 앱				DEX, MOMENT 앱	
TV 플레이	-	-	가능	가능	가능	가능	가능	가능
크로스	가능	가능	-	-	-	-	-	-
기술설명								
2.4 GHz 다이렉트 스트리밍	-	-	가능	가능	가능	가능	가능	가능
최대출력/최대이득 (dB SPL/dB)	107/52	114/59	107/52	114/58	122/64	133/74	117/61	123/65
피팅범위 (dB HL)								







귀걸이형(충전형)	귀걸이형			귓속형	
BTE R D	BTE 13 D	BTE 312	ITC 312	CICM 10	CIC 10
					
Moment BTE R D	Moment BTE 13 D	Moment BTE 312	Moment ITC 312	Moment CICM 10	Moment CIC 10
-	-	-	-	-	-
가능	가능	가능	-	-	-
-	13	312	312	10A	10A
37시간	235시간	155시간	150시간	110시간	105시간
리튬 이온	-	-	-	-	-
사용자 조절					
프로그램버튼 DEX MOMENT 앱	프로그램버튼 DEX MOMENT 앱	프로그램버튼 DEX TONELINK 앱	DEX TONELINK 앱	TONELINK 앱	DEX TONELINK 앱
프로그램버튼 DEX MOMENT 앱	프로그램버튼 DEX MOMENT 앱	프로그램버튼 DEX TONELINK 앱	DEX TONELINK 앱	TONELINK 앱	DEX TONELINK 앱
가능	가능	-	가능	-	-
액세서리					
모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	-	모두 가능
DEX MOMENT 앱	DEX MOMENT 앱	DEX TONELINK 앱	DEX TONELINK 앱	TONELINK 앱	DEX TONELINK 앱
가능	가능	-	-	-	-
-	-	가능	가능	-	가능
기술설명					
가능	가능	-	-	-	-
135/67	135/68	130/59	118/59	114/57	114/57
					









WIDEX MAGNIFY™ SERIES

형태	오픈형						오픈형 (충전형)	
	RIC 10		RIC 312 D				mRIC R D	
제품이미지								
모델	Magnify RIC 10		Magnify RIC 312 D				Magnify mRIC R D	
리시버	S	M	S	M	P	HP	V.2 M	V.2 P
오픈피팅 옵션 (BTE/RIC)	가능	가능	가능	가능	-	-	가능	가능
배터리 규격	10A	10A	312	312	312	312	-	-
배터리 사용시간	100시간	100시간	165시간	165시간	160시간	155시간	29시간	29시간
충전 솔루션	-	-	-	-	-	-	리튬 이온	리튬 이온
사용자 조절								
음량조절	DEX, TONELINK 앱		프로그램 버튼, DEX, MAGNIFY 앱				프로그램 버튼, DEX, MAGNIFY 앱	
프로그램 변경	DEX, TONELINK 앱		프로그램 버튼, DEX, MAGNIFY 앱				프로그램 버튼, DEX, MAGNIFY 앱	
텔레코일	-	-	가능	가능	가능	가능	-	-
액세서리								
DEX 무선 청각보조장치 호환성	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능
리모컨 (옵션)	DEX, TONELINK 앱		DEX, MAGNIFY 앱				DEX, MAGNIFY 앱	
TV 플레이	-	-	가능	가능	가능	가능	가능	가능
크로스	가능	가능	-	-	-	-	-	-
기술설명								
2.4 GHz 다이렉트스트리밍	-	-	가능	가능	가능	가능	가능	가능
최대출력/최대이득(dB SPL/dB)	107/52	114/59	107/52	114/58	122/64	133/74	117/61	123/65
피팅범위 (dB HL)								

형태	귀걸이형(충전형)			귀걸이형		귓속형		
	BTE R D	BTE 13 D	BTE 312	ITC 312	CICM 10	CIC 10		
제품이미지								
모델	Magnify BTE R D	Magnify BTE 13 D	Magnify BTE 312	Magnify ITC 312	Magnify CICM 10	Magnify CIC 10		
리시버	-	-	-	-	-	-		
오픈피팅 옵션 (BTE/RIC)	가능	가능	가능	-	-	-		
배터리 규격	-	13	312	312	10A	10A		
배터리 사용시간	37시간	235시간	155시간	150시간	110시간	105시간		
충전 솔루션	리튬 이온	-	-	-	-	-		
사용자 조절								
음량조절	프로그램버튼 DEX MAGNIFY 앱	프로그램버튼 DEX MAGNIFY 앱	프로그램버튼 DEX TONELINK 앱	DEX TONELINK 앱	TONELINK 앱	DEX TONELINK 앱		
프로그램 변경	프로그램버튼 DEX MAGNIFY 앱	프로그램버튼 DEX MAGNIFY 앱	프로그램버튼 DEX TONELINK 앱	DEX TONELINK 앱	TONELINK 앱	DEX TONELINK 앱		
텔레코일	가능	가능	-	가능	-	-		
액세서리								
DEX 무선 청각보조장치 호환성	모두 가능	모두 가능	모두 가능	모두 가능	-	모두 가능		
리모컨 (옵션)	DEX MAGNIFY 앱	DEX MAGNIFY 앱	DEX TONELINK 앱	DEX TONELINK 앱	TONELINK 앱	DEX TONELINK 앱		
TV 플레이	가능	가능	-	-	-	-		
크로스	-	-	가능	가능	-	가능		
기술설명								
2.4 GHz 다이렉트스트리밍	가능	가능	-	-	-	-		
최대출력/최대이득(dB SPL/dB)	135/67	135/68	130/59	118/59	114/57	114/57		
피팅범위 (dB HL)								

WIDEX EVOKE™ SERIES

	오픈형		
형태	RIC 10	RIC 312 D	RIC 312
제품이미지			
모델	Evoke RIC 10	Evoke RIC 312 D	Evoke RIC 312 (FS)
리시버	S/M	S/M/P/HP	S/M/P/HP
오픈피팅 옵션 (BTE/RIC)	가능	가능	가능
배터리 규격	10A	312	312
배터리 사용시간	100시간	155시간	155시간
사용자 조절			
음량조절	TONELINK 앱	EVOKE 앱	TONELINK 앱
프로그램 변경	DEX, TONELINK 앱	프로그램 버튼, DEX, EVOKE 앱	프로그램 버튼, DEX, TONELINK 앱
텔레코일	-	가능	가능
액세서리			
DEX 무선 청각보조장치 호환성	모두 가능	모두 가능	모두 가능
리모컨 (옵션)	DEX, TONELINK 앱	DEX, EVOKE 앱	DEX, TONELINK 앱
크로스	가능	-	가능
기술설명			
2.4 GHz 다이렉트 연결	-	가능	-
IP 등급	IP 68	IP 68	IP 68
최대출력/최대이득(dB SPL/dB)	114/58(M)	133/74(HP)	132/74(HP)
피팅범위 (dB HL)			

	귀걸이형	귓속형		
형태	BTE	ITC 312	CICM 10	CIC 10
제품이미지				
모델	Evoke BTE 13	Evoke ITC 312	Evoke CICM 10	Evoke CIC 10
리시버	-	-	-	-
오픈피팅 옵션 (BTE/RIC)	-	-	-	-
배터리 규격	13	312	10A	10A
배터리 사용시간	265시간	135시간	105시간	105시간
사용자 조절				
음량조절	TONELINK 앱	TONELINK 앱	TONELINK 앱	TONELINK 앱
프로그램 변경	프로그램 버튼, DEX, TONELINK 앱	DEX, TONELINK 앱	-	DEX, TONELINK 앱
텔레코일	가능	가능	-	-
액세서리				
DEX 무선 청각보조장치 호환성	모두 가능	모두 가능	-	모두 가능
리모컨 (옵션)	DEX, TONELINK 앱	DEX, TONELINK 앱	-	DEX, TONELINK 앱
크로스	가능	가능	-	가능
기술설명				
2.4 GHz 다이렉트 연결	-	-	-	-
IP 등급	IP 68	IP 68	IP 68	IP 68
최대출력/최대이득(dB SPL/dB)	135/75	118/59	114/57	114/57
피팅범위 (dB HL)				



SOUND LIKE NO OTHER